

# MOEN®

INS10756 - 2/19



INS10756

#### Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts  
(USA)  
1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)  
WWW.MOEN.COM

(Canada)  
1-800-465-6130  
WWW.MOEN.CA

#### Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio  
011 52 (800) 718 4345  
WWW.MOEN.MX

#### Veillez d'abord contacter Moen

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange  
1-800-465-6130  
WWW.MOEN.CA

#### HELPFUL TOOLS

For safety and easy assembly of this product, Moen recommends the use of these helpful tools.

#### HERRAMIENTAS ÚTILES

Para lograr un armado fácil y seguro de este producto, Moen recomienda el uso de estas útiles herramientas.

#### OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter le montage de ce produit, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.



**WARNING:** Please follow these assembly instructions carefully. Assembler assumes responsibility for proper assembly. Failure to follow correct assembly procedures can result in serious injury.




**ADVERTENCIA:** Siga con detenimiento estas instrucciones. Una instalación adecuada es responsabilidad del instalador. No respetar el procedimiento de instalación puede causar lesiones serias.



**MISE EN GARDE:** Suivre attentivement ces directives d'installation. L'installateur est responsable d'assembler correctement l'article. Il est impératif de suivre à la lettre les directives d'installation au risque d'entraîner de graves blessures.

# Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation




## TUB AND SHOWER CHAIR SILLA PARA TINA Y REGADERA CHAISE DE BAINOIRE ET DE DOUCHE


**WARNING:** TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY : FOR USE ONLY BY PERSONS WEIGHING LESS THAN 250 POUNDS. Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use. Contact Moen immediately at 1-800-289-6636 if any components are missing or damaged. Install in accordance with Moen's instructions. Do not modify this product in any way. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION CONTACT MOEN AT 1-800-289-6636.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR LESIONES SEVERAS O MORTALES: DEBE USARSE SOLAMENTE POR PERSONAS QUE PESEN MENOS DE 113 KG (250 LIBRAS). Antes de usar, consulte a un profesional médico para obtener consejos e instrucciones específicas a sus necesidades. Comuníquese inmediatamente con Moen al 1-800-289-6636 si algún componente falta o está dañado. Instale según las instrucciones de Moen. No modifique este producto de ninguna manera. Revise periódicamente la barra de seguridad después de la instalación para garantizar que todos los tornillos están bien fijados. SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA LA INSTALACIÓN, COMUNÍQUESE CON MOEN AL 1-800-289-6636.

**MISE EN GARDE:** POUR PRÉVENIR TOUTE BLESSURE SÉRIEUSE OU MORTELLE : N'UTILISER QUE POUR DES PERSONNES PESANT MOINS DE 113 KG (250 lb). Consulter un professionnel des soins de la santé pour obtenir de l'aide et des directives spécifiques à vos besoins avant d'utiliser le produit. Contacter MOEN immédiatement au 1-800-289-6636 s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées. Installer en suivant précisément les directives de Moen. Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Vérifier la barre d'appui de temps à autre après l'installation pour s'assurer que toutes les vis sont bien fixées. POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR DE L'AIDE POUR L'INSTALLATION, CONTACTER MOEN AU 1-800-289-6636.



Finished Assembly  
Conjunto terminado  
Montage Terminé



1  
Insert the back support tubes (B) into the holes located on rear of seat back (A). Thread 1/2" back support screws (F) into the small holes of the back support tubes (B), screws facing up.

Insérte los tubos de soporte posterior (B) en los agujeros ubicados en la parte de atrás del respaldo de la silla (A). Atornille los tornillos de soporte posterior de 1/2" (F) en los agujeros pequeños de los tubos de soporte (B), con los tornillos mirando hacia arriba.

Insérer les tubes de support du dossier (B) dans les trous situés à l'arrière du dossier de la chaise (A). Visser les vis du dossier (F) de 1/2 po dans les petits trous des tubes de support (B), les vis étant orientées vers le haut.

## Parts List

- A. Seat Back
- B. Back Support Tubes (x2)
- C. Seat
- D. Chair Leg #1
- E. Chair Leg #2
- F. Back Support Screws (1/2") (x2)
- G. Hand Screw (1-1/2")
- H. Hand Screws (2-1/2") (x4)
- I. Curved Washers (x5)
- J. Lock Washers (x5)

## Lista de piezas

- A. Respaldo
- B. Tubos de soporte posterior (x2)
- C. Asiento
- D. Pata #1 de la silla
- E. Pata #2 de la silla
- F. Tornillos de Soporte Posterior (1/2") (x2)
- G. Tornillo manual (1-1/2")
- H. Tornillos manuales (2-1/2") (x4)
- I. Arandelas curvas (x5)
- J. Arandelas de seguridad (x5)


## Liste des pièces

- A. Dossier de la chaise
- B. Tube de support du dossier (2)
- C. Siège
- D. Ensemble de pattes de chaise no 1
- E. Ensemble de pattes de chaise no 2
- F. Vis du dossier (1/2 po) (x2)
- G. Vis à main (1-1/2 po)
- H. Vis à main (2-1/2 po) (4)
- I. Rondelle courbée (5)
- J. Rondelle de blocage (5)

**IMPORTANT:** For stability, chair must be assembled with **ALL** 5 screws.

**IMPORTANT:** Para mayor estabilidad, la silla debe armarse usando **TODOS** los 5 tornillos.


**IMPORTANT:** Pour assurer la stabilité, la chaise doit être montée en utilisant **TOUTES** les vis (les 5 vis).



2  
Align back support screws (F) and slot, rotate back support tubes (B) 180° to lock the back support arms in place.

Alinee los tornillos de soporte posterior (F) y la ranura, haga girar los tubos de soporte posterior (B) 180° para trabar los brazos de soporte posterior en su lugar.


Aligner les vis de support du dossier (F) sur la fente, faire pivoter les tubes de support du dossier (B) de 180 degrés pour les verrouiller en place.



With seat (C) upside-down, place chair leg #1 (D) into groove #1. Make sure the number "1" mark on the seat and leg are next to each other.

Con el asiento (C) patas arriba, coloque la pata #1 de la silla (D) en la ranura #1. Asegúrese de que la marca con el número "1" en el asiento y la pata estén una al lado de la otra.


Le siège (C) étant placé à l'envers, placer l'ensemble de pattes de chaise no 1 (D) dans la rainure no 1. S'assurer que la marque no 1 du siège et celle de l'ensemble de pattes sont à côté l'une de l'autre.



Place chair leg #2 (E) over chair leg #1 (D) so the number "2" marks on the leg and seat are next to each other.

Coloque la pata #2 de la silla #2 (E) sobre la pata #1 (D) de modo que las marcas con el número "2" en la pata y el asiento queden una al lado de la otra.


Placer l'ensemble de pattes de chaise no 2 (E) par-dessus l'ensemble no 1 (D) de façon que les marques no 2 de l'ensemble de pattes et du siège soient à côté l'une de l'autre.



Ensure the numbered legs are properly aligned in their corresponding grooves before proceeding.

Asegúrese de que las patas numeradas estén alineadas correctamente en sus ranuras correspondientes antes de continuar.

S'assurer que les deux ensembles de pattes numérotés sont correctement alignés dans leurs rainures correspondantes avant de continuer le montage.




1. Install 1-1/2" hand screw (G) through a lock washer (J) and curved washer (I) as shown.
2. Tighten chair leg #1 (D) and chair leg #2 (E) into center hole in seat (C) by using assembled hand screw (G).

1. Instale un tornillo de 1-1/2" (G) a través de una arandela de seguridad (J) y una arandela curva (I) como se muestra.
2. Apriete la pata #1 de la silla (D) y la pata #2 de la silla en el agujero central del asiento con un tornillo manual armado (G).

1. Installer une vis de 1 1/2 po (G) dans une rondelle de blocage (J) et une rondelle courbée (I), comme illustré.

2. Fixer fermement l'ensemble de pattes de chaise no 1 (D) avec l'ensemble no 2 (E) dans le trou central du siège (C), en utilisant une vis à main assemblée (G).



1. Install a 2-1/2" hand screws (H) through a lock washer (J) and curved washer (I) as shown.
2. Secure backrest assembly (B) to seat (C) by using 2-1/2" Hand Screws (H) (x4) assembly.

1. Instale un tornillo manual de 2-1/2" (H) a través de una arandela de seguridad (J) y una arandela curva (I) como se muestra.


2. Fije el conjunto del respaldo (B) al asiento (C) con el conjunto de tornillos manuales de 2-1/2" (H) (x4).

1. Installer une vis à main de 2-1/2 po (H) dans une rondelle de blocage (J) et une rondelle courbée (I), comme illustré.

2. Fixer l'assemblage du dossier (B) sur le siège (C) en utilisant l'ensemble des vis à main de 2-1/2 po (H) (4).

7

### Chair Height Adjustment Ajuste de la altura de la silla Ajustement de la hauteur de la chaise



To adjust height, push in button on leg, slide leg to desired height and allow button to pop out and lock leg in place. Repeat for each leg making sure all four are adjusted to the same height.

Para ajustar la altura, empuje hacia adentro el botón en la pata, deslice la pata hasta la altura deseada y deje que el botón vuelva a salir y trabe la pata en su lugar. Repita para cada pata, asegurándose de que las cuatro queden ajustadas a la misma altura.

Pour ajuster la hauteur de la chaise, pousser sur le bouton situé sur chacune des pattes, faire glisser la patte à la hauteur désirée et laisser le bouton sortir du trou et bloquer la patte bien en place. Reprendre la procédure pour chaque patte en s'assurant que les quatre sont ajustées à la même hauteur.

**WARNING:** TO PREVENT SERIOUS OR FATAL INJURY : FOR USE ONLY BY PERSONS WEIGHING LESS THAN 250 POUNDS. Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use. Contact Moen immediately at 1-800-289-6636 if any components are missing or damaged. Install in accordance with Moen's instructions. Do not modify this product in any way. FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION CONTACT MOEN AT 1-800-289-6636.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR LESIONES SEVERAS O MORTALES: DEBE USARSE SOLAMENTE POR PERSONAS QUE PESEN MENOS DE 113 KG (250 LIBRAS). Antes de usar, consulte a un profesional médico para obtener consejos e instrucciones específicas a sus necesidades. Comuníquese inmediatamente con Moen al 1-800-289-6636 si algún componente falta o está dañado. Instale según las instrucciones de Moen. No modifique este producto de ninguna manera. Revise periódicamente la barra de seguridad después de la instalación para garantizar que todos los tornillos están bien fijados. SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA LA INSTALACIÓN, COMUNÍQUESE CON MOEN AL 1-800-289-6636.

**MISE EN GARDE:** POUR PRÉVENIR TOUTE BLESSURE SÉRIEUSE OU MORTELLE : N'UTILISER QUE POUR DES PERSONNES PESANT MOINS DE 113 KG (250 lb). Consulter un professionnel des soins de la santé pour obtenir de l'aide et des directives spécifiques à vos besoins avant d'utiliser le produit. Contacter MOEN immédiatement au 1-800-289-6636 s'il manque de pièces ou si elles sont endommagées. Installer en suivant précisément les directives de Moen. Ne pas modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Vérifier la barre d'appui de temps à autre après l'installation pour s'assurer que toutes les vis sont bien fixées. POUR TOUTE QUESTION OU POUR OBTENIR DE L'AIDE POUR L'INSTALLATION, CONTACTER MOEN AU 1-800-289-6636.

## WARRANTY FOR MOEN HOME CARE BATH SAFETY PRODUCTS:

### LIMITED LIFETIME WARRANTY

Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners) if this product fails due to materials or workmanship at any time during the life of the product Moen will replace it free of charge. Purchasers for residential use where the occupant is not the owner of the property (apartments, duplexes, or other multi-residential unit housing) are warranted for a period of 10 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for multifamily owners). Purchasers for industrial, institutional and all other business uses are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for commercial owners.) Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Contact Moen at 1-800-289-6636 for replacement information. This warranty does not cover products which have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. **TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, MOEN DISCLAIMS ALL OTHER IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

### LIMITATION OF LIABILITY:

THIS WARRANTY IS YOUR SOLE REMEDY AND MOEN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR OTHERWISE, INCLUDING LOST REVENUES AND LOST PROFITS, ARISING OUT OF ANY THEORY OR RECOVERY, INCLUDING STATUTORY, CONTRACT OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED OR IMPLIED WARRANTY, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL MOEN'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

For additional warranty information, visit  
[www.moen.com](http://www.moen.com)

## GARANTÍA PARA LOS PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA BAÑOS Y CUIDADO EN EL HOGAR MOEN:

### GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Moen le garantiza al consumidor-comprador original durante el tiempo en que éste esté en posesión de su casa (el "Período de Garantía" del propietario) que si este producto falla debido a defectos de materiales o de fabricación en cualquier momento durante la vida del producto Moen lo reemplazará sin costo alguno. A aquellos compradores para uso residencial en que el ocupante no es el dueño de la propiedad (apartamentos, duplexes u otros tipos de unidades multi-residenciales) se les otorgará una garantía por un período de 10 años a partir de la fecha de compra original (el "Período de garantía" para propietarios multifamiliares). Los compradores para usos industriales, institucionales o de cualquier otro tipo comercial recibirán una garantía por un período de 5 años a partir de la fecha de compra original e (el "Período de garantía" para propietarios comerciales.) El comprobante de compra (recibo original de la venta) del consumidor-comprador original debe acompañar todas las reclamaciones de garantía. Póngase en contacto con Moen al 1-800-289-6636 para recibir información sobre el reemplazo. Esta garantía no cubre productos que han sufrido abuso, alteraciones, daños, mal uso, cortes o desgaste. **HASTA DONDE LO PERMITE LA LEY, MOEN RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA, INCLUSIVE TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y/O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.**

### LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

ESTA GARANTÍA REPRESENTA SU ÚNICO REMEDIO Y MOEN NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, EJEMPLAR NI DE NINGUNA OTRA MANERA, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE INGRESOS Y UTILIDADES QUE SURJAN DE CUALQUIER TEORÍA O RECUPERACIÓN, INCLUYENDO LAS LEYES ESTATUTORIAS, CONTRACTUALES O DE DAÑOS. SIN PERJUICIO DEL TÉRMINO DE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA O IMPLÍCITA, O EN CASO DE QUE CUALQUIER GARANTÍA LIMITADA FALLE EN SU PROPOSITO ESENCIAL, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE MOEN EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LAS RESTRICCIONES ANTERIORES PUDIERAN NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PODRÍA CONTAR CON OTROS DERECHOS QUE VARÍAN EN CADA ESTADO Y PROVINCIA.

Si desea información adicional, visite [www.moen.com](http://www.moen.com)

## GARANTIE RELATIVE AUX PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR LA SALLE DE BAIN MOEN:

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Moen garantit à l'acheteur consommateur initial, pour aussi longtemps qu'il possède sa résidence (la « période de garantie » offerte aux propriétaires de leur résidence), que si ce produit devient défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication à tout moment au cours de la durée de vie du produit, Moen le remplacera sans frais. Les acheteurs du produit utilisé à des fins résidentielles, mais dans le cas où l'occupant n'est pas le propriétaire du logement qu'il habite (appartement, duplex ou autre immeuble à logements multiples), possèdent une garantie de dix (10) ans à compter de la date d'achat initiale (la « période de garantie » offerte aux propriétaires d'immeubles à logements multiples). Les acheteurs du produit devant être utilisé en milieu industriel, institutionnel, commercial ou d'affaires possèdent une garantie de cinq (5) ans à compter de la date d'achat initiale (la « période de garantie » offerte aux propriétaires d'immeubles commerciaux). L'original du reçu de caisse du consommateur initial ayant acheté ce produit doit accompagner toute réclamation. Contacter Moen au 1 800 289-6636 pour obtenir des renseignements sur le remplacement du produit. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés de façon abusive, ni qui ont été modifiés, endommagés, mal utilisés, coupés ou qui sont simplement usés. **DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, MOEN EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ ET/OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.**

### LIMITE DE RESPONSABILITÉ :

CETTE GARANTIE EST VOTRE SEUL RECOURS ET MOEN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTAUX, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU AUTRES, Y COMPRIS LES PERTES DE REVENU ET DE PROFITS SURVENANT DE TOUTE THÉORIE OU RÉCUPÉRATION, Y COMPRIS CEUX PRÉVUS PAR LA LOI, LES CONTRATS OU LES DÉLITS CIVILS. MALGRÉ LES MODALITÉS DE TOUTE GARANTIE LIMITÉE OU SOUS-ENTENDUE OU SI TOUTE GARANTIE LIMITÉE DÉROGE DE SES FINS ESSENTIELLES, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MOEN NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION NI LA LIMITATION DES DOMMAGES INCIDENTAUX OU CONSÉCUTIFS. LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT DONC PEUT-ÊTRE PAS À VOTRE CAS. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour obtenir des renseignements additionnels sur la garantie, visitez le site Web à l'adresse [www.moen.com](http://www.moen.com)

# MOEN®

Moen Incorporated  
25300 Al Moen Drive  
North Olmsted, Ohio 44070-8022  
U.S.A.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.  
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7  
Ramos Arizpe, Coahuila  
Mexico 25900

Moen Inc.  
2816 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 5S7  
Canada

IN10756 - 2/19

©2019 Moen Incorporated